Zamýšlené použití

Jednorázový nástroj pro zavádění elektrod je určen k zavádění stimulačních elektrod.

Výstrahy

- Jednorázový nástroj pro zavádění elektrod je určen pro použití u jednoho pacienta.Po ukončení použití u pacienta zařízení zlikvidujte.Nepoužívejte opakovaně.
- Jednorázový nástroj pro zavádění elektrod je sterilizovaný nástroj na jedno použití.Nesterilizujte opakovaně.
- Jednorázový nástroj pro zavádění elektrod používá zaváděcí jehlu a je velmi ostrý.Při vkládání elektrod do nástroje dbejte zvýšené opatrnosti.
- Provozní stav – Před každým použitím zkontrolujte, zda není jednorázový nástroj pro zavádění elektrod poškozen a zda na něm nejsou patrné závady.Nepoužívejte jednorázový nástroj pro zavádění elektrod, pokud je obal poškozený, protože může dojít k narušení jeho sterility.

Servis a řešení problémů

- Jednorázový nástroj pro dodávání elektrod není určen k servisu.Pokud zařízení předčasně selže, kontaktujte zákaznický servis společnosti Synapse Biomedical a vraťte jej k posouzení.

Záruka na výrobek

- Doba použitelnosti jednorázového nástroje na zavádění elektrod je jeden (1) rok.

Likvidace

- Likvidace obalového materiálu –likvidace pevného odpadu podle zásad nemocnice.
- Všechny díly s potenciálním rizikem biologické kontaminace –zlikvidujte do vhodně velkého kontejneru na ostrý biologický odpad.
- Dodržujte předpisy nemocnice týkající se správného způsobu likvidace.

SPECIFIKACE NÁSTROJE PRO ZAVÁDĚNÍ ELEKTROD	
Název zařízení	Jednorázový nástroj pro zavádění elektrod
Model	REF 21-0039-99
Výrobce	Synapse Biomedical, Inc.
Provozní teplota	5 až 40 °C (41 až 104 ºF)
Teplota skladování	18 až 25 °C (64 až 77 ºF)
Rozměry (cm) [D x Š x H]	48.26 x 12.7 x 1.095 cm (19” x 5” x 0.75”)
Hmotnost	156 g
Materiály a konstrukce tělesa	Nerezová ocel 300 / polykarbonát
Příslušenství	Žádné
Relativní vlhkost	15 až 93 %, bez kondenzace
Rozsah okolního tlaku	700 až 1060 hPa

Skladování souprav:

- Sady pro jednorázové nástroje pro zavádění elektrod skladujte ve svislé poloze 1, nebo ve vodorovné poloze 5.

SYNAPSE Biomedical Inc. CE 2797

Zamýšlené použití
Jednorázový nástroj pro zavádění elektrod je určen k zavádění stimulačních elektrod.
Výstrahy
Jednorázový nástroj pro zavádění elektrod je určen pro použití u jednoho pacienta.Po ukončení použití u pacienta zařízení zlikvidujte.Nepoužívejte opakovaně.
Jednorázový nástroj pro zavádění elektrod je sterilizovaný nástroj na jedno použití.Nesterilizujte opakovaně.
Jednorázový nástroj pro zavádění elektrod používá zaváděcí jehlu a je velmi ostrý.Při vkládání elektrod do nástroje dbejte zvýšené opatrnosti.
Provozní stav – Před každým použitím zkontrolujte, zda není jednorázový nástroj pro zavádění elektrod poškozen a zda na něm nejsou patrné závady.Nepoužívejte jednorázový nástroj pro zavádění elektrod, pokud je obal poškozený, protože může dojít k narušení jeho sterility.
Servis a řešení problémů
Jednorázový nástroj pro dodávání elektrod není určen k servisu.Pokud zařízení předčasně selže, kontaktujte zákaznický servis společnosti Synapse Biomedical a vraťte jej k posouzení.
Záruka na výrobek
Doba použitelnosti jednorázového nástroje na zavádění elektrod je jeden (1) rok.
Likvidace
Likvidace obalového materiálu –likvidace pevného odpadu podle zásad nemocnice.
Všechny díly s potenciálním rizikem biologické kontaminace –zlikvidujte do vhodně velkého kontejneru na ostrý biologický odpad.
Dodržujte předpisy nemocnice týkající se správného způsobu likvidace.
SPECIFIKACE NÁSTROJE PRO ZAVÁDĚNÍ ELEKTROD
Název zařízení | Jednorázový nástroj pro zavádění elektrod
Model | REF 21-0039-99
Výrobce | Synapse Biomedical, Inc.
Provozní teplota | 5 až 40 °C (41 až 104 ºF)
Teplota skladování | 18 až 25 °C (64 až 77 ºF)
Rozměry (cm) [D x Š x H] | 48.26 x 12.7 x 1.095 cm (19” x 5” x 0.75”)
Hmotnost | 156 g
Materiály a konstrukce tělesa | Nerezová ocel 300 / polykarbonát
Příslušenství | Žádné
Relativní vlhkost | 15 až 93 %, bez kondenzace
Rozsah okolního tlaku | 700 až 1060 hPa
Skladování souprav:
Sady pro jednorázové nástroje pro zavádění elektrod skladujte ve svislé poloze 1, nebo ve vodorovné poloze 5.
SYNAPSE Biomedical Inc. CE 2797
REF 77-0086-3-CZ Rev C